



ALPINA

POLSKI PRODUCENT
KOMÓR LAMINARNYCH I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
OD 2000 ROKU



Komora BI0160 B2

PARAMETRY TECHNICZNE KOMORY

BI0160 B2

Wymiary zewnętrzne <i>szer. / gł. / wys.</i>	mm	1640 / 790 / 2090	
Wymiary wewnętrzne <i>szer. / gł. / wys.</i>	mm	1561 / 645 / 660	
Ilość wentylatorów	szt.	4	
Ilość płyt w blacie	szt.	5 lub 1, 2	
Maksymalna wysokość podniesienia szyby podczas pracy	mm	160-250	
Maksymalna wysokość podniesienia szyby frontowej	mm	500	
Przepływ powietrza - regulowany	m/s	0,25 - 0,50	
Ilość filtrów HEPA	szt.	wstępny	1
		główny	1
		wylotowy	1
Skuteczność filtrów HEPA	dB	> 99,995% dla MPPS - H14	
Maksymalny wyrzut powietrza z komory	m ³ /h	700	
Komin wentylacyjny	fi	250	
Poziom ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201	dB	< 56	
Intensywność oświetlenia	lux	> 1600	
Pobór prądu	Wat	tryb pracy z oświetleniem	170
		tryb pracy bez oświetlenia	49
Moc lampy bakteriobójczej UV	Wat	30	
Ilość gniazd elektrycznych wewnątrz komory <i>standardowo</i>	szt.	4	
Panel sterujący <i>z wyświetlaczem dotykowym</i>	-	PL, ENG, DE, ESP, TUR, FR	
Zawór gazu, próżni lub powietrza <i>opcjonalnie</i>	-	mechaniczny, z przyłączem 3/8"	
Konstrukcja komory	podłoga, płyty robocze, boki i tył przestrzeni roboczej	-	stal nierdzewna 1.4301
	obudowa zewnętrzna	-	stal DC01, malowana proszkowo RAL 7045
	szyba frontowa	-	szkło bezpieczne, gr. 6 mm, poch. pod kątem 8°
Waga urządzenia	kg	330	
Zasilanie <i>1-fazowe</i>	V / Hz	230 / 50	

Każda komora posiada indywidualny protokół z badania integralności filtrów, prędkości przepływu powietrza i zawartości cząstek. Badanie wykonuje się fotometrem, anemometrem i laserowym licznikiem cząstek.

Informacje zawarte w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych zamieszczonych na stronach www mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. ALPINA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych. Informacje prezentowane w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent ALPINA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych urządzeniach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Podane wymiary urządzeń mogą ulec nieznacznej zmianie. Kolory podane w ulotkach / serwisie www mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z techniki fotografii / ustawień monitora / druku. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy nie wchodzące w skład standardowej dostawy, a będące dodatkowo płatnymi akcesoriami bądź dodatkami. Wiążące potwierdzenie co do zakresu dostawy otrzymują Państwo w potwierdzeniu zamówienia przestającym przez naszego pracownika.




ALPINA Polska sp. z o.o.

ul. Zakładowa 11B
62-510 Konin, Poland

+48 63 245 90 73
biuro@e-alpina.pl

www.e-alpina.pl



Zakład produkcyjny

23
LATA
DOŚWIADCZENIA

